

TRS

“tissue retrieval system”

Innovativ



Enkel

Stark

“Preparatpåse vid laparoskopisk kirurgi”

TRS

“tissue retrieval system”

Produktinformation:

Det Innovativa **Anchor™** ”Tissue Retrieval System™” är konstruerad för en mängd olika procedurer och att tillgodose kirurger världen över. Det har varit en stor efterfrågan av ett enkelt, tillförlitligt och starkt system, där man kan använda produkten flera gånger till samma patient.

Anchor™ har utnyttjat sin stora erfarenhet i utvecklingen av detta kompletta sortiment av kirurgiska preparatpåsar för hämtning av preparat, både med trokar och utan trokar.

Fördelar:

- Kan användas flera gånger till samma patient.
- Preparatpåse tillverkad av stark **rip-stop nylon**.
- Stark och säker förslutning av påsen.
- Reducerar kostnaden när den används flera gånger till samma patient.
- Finns för de flesta procedurer inom laparoskopis kirurgi



Orderinformation

Artnr	Troakar	Diameter	Längd	Kapacitet/ml	Förp
TRS-ROBO-8*	8	5,1 cm	14,0 cm	125 ml	5 st
TRS100SB2	10	5,6 cm	14,0 cm	235 ml	5 st
TRS-ROBO-12*	12	7,6 cm	14,0 cm	300 ml	5 st
TRS-VATS-15*	15	14,1 cm	25,4 cm	1550 ml	3 st
TRS175SB2*	15	14,1 cm	25,4 cm	1550 ml	3 st
TRS190SB2*	15	15,2 cm	26,5 cm	1850 ml	3 st
TRS-TV-25*	15	16,5 cm	38,1 cm	4000 ml	3 st
Bag-Along					
TRS070*	(passar 10)	5,6 cm	14,0 cm	235 ml	10 st
TRS080*	(passar 10)	7,6 cm	14,0 cm	300 ml	10 st
TRS090*	(passar 15)	14,1 cm	25,4 cm	1550 ml	5 st

*Beställningsvara 4 veckors leveranstid.



TRS



TRS-ROBO-8

Användningsområde: Apical biopsi, Appendectomi, Lobectomi, Cholecystectomi, Colectomi, Oophorectomi, Prostataectomi
 VATS/Wedge resektion
 (VideoAssistedThoracoscopicSurgery)
 Diameter: 5,1 cm
 Längd: 14,0 cm
 Kapacitet: 125 ml
 Trokar: 8



TRS100SB2

Användningsområde: Appendectomi, Lobectomi, Cholecystectomi, Colectomi, Oophorectomi, Prostataectomi VATS
 (VideoAssistedThoracoscopicSurgery)
 Diameter: 5,6 cm
 Längd: 14,0 cm
 Kapacitet: 235 ml
 Trokar: 10



TRS-ROBO-15

Användningsområde: Appendectomi, Lobectomi, Cholecystectomi, Colectomi, Oophorectomi, Prostataectomi VATS
 (VideoAssistedThoracoscopicSurgery)
 Diameter: 7,6 cm
 Längd: 14,0 cm
 Kapacitet: 300 ml
 Trokar: 12



TRS-VATS-15

Användningsområde: Lobectomi, Partiell Lobectomi, Wedge resektion, VATS
 (VideoAssistedThoracoscopicSurgery)
 Diameter: 14,1 cm
 Längd: 25,4 cm
 Kapacitet: 1550 ml
 Trokar: 15

TRS



TRS175SB2

Användningsområde: Colectomi, Lobectomi,
Nephrectomi, Oophorectomi, Splenectomi,
VATS (VideoAssistedThoracoscopicSurgery)
Diameter: 14,1 cm
Längd: 25,4 cm
Kapacitet: 1550 ml
Trokar: 15



TRS190SB2

Användningsområde: Colectomi, Lobectomi,
Nephrectomi, Oophorectomi, Splenectomi,
VATS (VideoAssistedThoracoscopicSurgery)
Diameter: 15,2 cm
Längd: 26,5 cm
Kapacitet: 1850 ml
Trokar: 15



TRS-TV-25

Användningsområde: Gynekologisk kirurgi
Diameter: 16,5 cm
Längd: 38,1 cm
Kapacitet: 4000 ml
Trokar: 15

TRS Bag-Along



TRS070

Användningsområde: Appendectomi,
Lobectomi, Cholecystectomi, Colectomi,
Oophorectomi, Prostataectomi VATS
(VideoAssistedThoracoscopicSurgery)
Diameter: 5,6 cm
Längd: 14,0 cm
Kapacitet: 235 ml
Trokar: 10



TRS080

Användningsområde: Appendectomi,
Lobectomi, Cholecystectomi, Colectomi,
Oophorectomi, Prostataectomi VATS
(VideoAssistedThoracoscopicSurgery)
Diameter: 7,6 cm
Längd: 14,0 cm
Kapacitet: 300 ml
Trokar: 10/12



TRS210

Användningsområde: För hög kapacitet
Diameter: 7,6 cm
Längd: 14,0 cm
Kapacitet: 300 ml
Trokar: 10/12

SYLAK AB

Ekonomivägen 5
436 66 Askim
Tel: 031-748 49 50, Fax: 031-68 39 51
www.sylak.se